

a xylem brand

Tämä pika-aloitusopas toimii apunasi ottaessasi käyttöön ProDSS -mittarin. Tämä opas ei korvaa varsinaista käyttööpasta, jossa laitteen toiminnot on selitetty kattavammin. Tämän oppaan avulla varmistut laitteta pakkauksesta purkaessasi, että kaikki on valmiina kenttämittauksia varten. Sähköinen käyttöopas on toimitettu laitteen mukana erilliselle USB-tikulle tallennettuna. Samalla tikulla on erillinen pika-aloitusopas käsilmittarin paristojen käyttöön liityen.

Virtojen kytkeminen ProDSS -mittariin

ProDSS toimitetaan alkukalibrointi suoritettuna ja siinä on siten myös paristo valmiaksi paikoillaan. Paristo on uudelleen ladattavissa, mutta lataustarvetta ei ole ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

Käynnistääksesi virrat paina vihreää virtanäppäintä. Virtojen katkaisu puolestaan tapahtuu pitämällä virtanäppäintä alas painettuna 1,5 sekunnin ajan.

Valikkotoiminnot

ProDSS -mittarissa on valikkopohjainen käyttöliittymä. = järjestelmä, = anturit, = kalibrointi

= tiedostot (järjestys vasemmalta oikealle näppäimistöön läyturenasta katsoen). Navigoidaksesi valikossa paina ylös ▲ ja alas ▼ -painikkeita korostaaksesi haluamasi toiminnon valinta ja paina sen jälkeen Enter -painiketta . Pääset palaamaan edelliseen näyttöön painamalla ◀ - painiketta.

Paina Esc -painiketta palataksesi mittausnäyttöön tai poistuaksesi numero-/kirjainnäytöstä. Mittausnäyttö tulee näkyville aina kun laitat mittariin virrat päälle.

Päivämäärä ja ajan asettaminen

1. Paina -painiketta
2. Siirry kohtaan **Date/Time** ja paina Enter -painiketta.
3. Valitse nyt **Date Format** ja paina Enter -painiketta. Valitse haluamasi pvm-esitystapa ja paina Enter -painiketta, jonka jälkeen paina nuolta vasemmalle ◀.
4. Valitse **Date** ja paina Enter -painiketta. Syötä näppäimistöä käyttäen oikea päivämäärä , valitse **ENTER** näytöstä ja paina vielä Enter -painiketta.
5. Valitse **Time Format** ja paina Enter -painiketta. Valitse haluamasi kellonajan esitystapa ja paina Enter -painiketta, jonka jälkeen paina nuolta vasemmalle ◀ .
6. Valitse **Time** ja paina Enter -painiketta. Syötä näppäimistöä käyttäen oikea kellonaika, valitse **ENTER** näytöstä ja paina vielä Enter -painiketta.
7. Paina palataksesi alkunäyttöön.

Antureiden asentaminen ja kaapeleiden kytkeminen

Antureiden asentaminen tapahtuu seuraamalla kunkin anturin mukana tullutta asennusohjetta.

1. Tarkista, että anturiportti on puhdas. Mikäli se on likainen tai märkä, puhdistaa portti paineilmalla.
2. Lisää ohut kerros Krytox® o-renkaan voitelurasvaa anturin o-renkaisiin.
3. Kohdista liittimet ja paina anturia anturiporttiin kunnes tunnet se olevan tiiviisti paikoillaan. Anturiportit eivät ole anturispesifejä, joten voit asettaa minkä tahansa ProDSS -anturin mihinkä tahansa käsilmittarin vapaaseen porttiin.
4. Kun anturi on paikoillaan, kiristää sormin anturin kiererruvi kiinni. ÄLÄ ylikiristä ruuvia siten, että se menee jengoiltaan.
5. Kiristää vielä anturin mukana tulleella kiristystökalulla. Noin $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ kierrostoa on riittävästi. ÄLÄ ylikiristä!
6. Tulppaa käyttämättömät portit suojaatulpalla.

7. Kohdista kaapelin liittimet käsilaitteen kaapeliliittimiin. Paina liittimet yhteen sekä kierrä lukiaksi kaapeli tiukasti paikoilleen.

Anturisuojan ja kalibrointikupin asentaminen paikoilleen

Kalibrointikuppia tarvitset kun siirräät laitteen varastosäilytykseen tai kalibroit antureita. ProDSS painojoen ei pitäisi olla kiinni anturinsuojuksessa silloin kun kalibrointikuppi on asetettu paikoilleen.

1. Aseta anturinsuojuus paikoilleen ja liitä anturit käsilaitteeseen.
2. Varmista, että kalibrointikupin tiiviste on asianmukaisesti paikoillaan muovisessa kiristysmutteriosassa.
3. Aseta kiristysmutteri löysästi kalibrointikupin päähän ja liu'uta kuppi anturisuojuksen päälle.
4. Kiristä mutteriosa varmistaaksesi kupin kiinnityminen anturisuojaan.

Anturin asetukset

ProDSS känsilaite tunnistaa siihen kytketyt anturit automaattisesti, mikä poistaa tarpeen erilliseen anturiden aktivointiin laitteen Asetukset -valikossa. On kuitenkin hyvä muistaa, että jotkin anturikohtaiset asetukset (kuten pH-liuoksen automaattinen tunnistus) on mahdollista asettaa Sensor Setup -valikossa, jonka saa esille painamalla Probe  -painiketta.

Mittausyksiköiden asetukset

Mittausnäytössä esiintyvät kunkin anturin mittausyksiköt on valittavissa Sensor Display -valikossa. Valitut yksiköt toistuvat samanmuotoisena myös tallentuneissa mittaustiedoissa. Asettaaksesi esittävät mittausyksiköt toimi seuraavasti:

1. Paina Probe  -painiketta
2. Valitse **Display** ja paina Enter -painiketta.
3. Valitse nyt haluamasi anturi ja paina Enter -painiketta.
4. Valitse esittävät mittausyksiköt Enter -painiketta painamalla. Valintaruudusta näet, että samalle anturille on mahdollista valita useampi mittausyksikkö (esim. nitraatti voidaan esittää muodoissa NO3-N mg/L ja NO3 mV). Ympyrämerkit puolestaan viittaavat siihen, että vain yhdenlainen esitysmuoto/anturi on mahdollinen (esim. lämpötila muodossa °C tai °F).
5. Palataksesi edelliseen näyttöön paina nuolua vasemmalle ◀ tai palataksesi mittausnäyttöön paina Esc -painiketta.

Ilmanpaineen kalibrointi

Ilmanpaineanturi on kalibroitu ennen kuin vastaanotit mittarin. Suosittelemme kuitenkin ilmanpaineanturin tarkistamista ao. ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli laite antaa oikeat lukemat, eivät lisätöimet ole tarpeen. Mikäli lukemat eivät ole oikeat, toimi seuraavasti:

1. Määritä joko elohopeailmanpainemittarin, paikallisen laboratorion tai sääseman antamien tietojen perusteella paikallinen ilmanpaine (BP) muodossa mmHg. Mikäli lukema on korjattu suhteessa merenpintaan, määritä todellinen ilmanpaine käyttää seuraavaa kaavaa:
$$\text{Todellinen ilmanpaine} = (\text{korjattu ilmanpaine muodossa mmHg}) - \{2.5 * (\text{korkeus merenpinnasta jalkoina}/100)\}$$
2. Paina Cal  -painiketta
3. Valitse **Barometer** ja paina Enter -painiketta
4. Valitse **Calibration Value** ja paina Enter -painiketta säättääksesi lukemaa.
5. Kirjain-/numeronäytöö käyttää syötä todellinen ilmanpaine, valitse **ENTER** ja paina Enter -painiketta..
6. Valitse **Accept Calibration** ja paina Enter -painiketta viimeistelläksesi kalibroinnin.

Syyynnen kalibrointi

Kalibroidessasi syyvysanturia, varmista että anturi on puhdas ja ilmassa. Pidä käsilaitetta paikoillaan kalibroidessasi anturia.

1. Paina Cal  -painiketta, valitse **Depth**, ja paina Enter -painiketta.
2. Seuraa lukemien tasaantumista tarkkailemalla niitä käsilaitteen mittausruudusta.

3. Lukemien tasaannuttua, valitse **Accept Calibration** ja paina Enter kalibroinnin vahvistamiseksi.

Optisen liuennneen hapan (ODO) kalibrointi

ProDSS tarjoaa kolme eri vaihtoehtoa optisen hapan kalibromiseksi. Ensimmäinen on ilmakalibraatio liuennneen hapan saturatia (DO %) määrittämiseksi. Toinen menetelmä (mg/L), suoritetaan tunnettua DO liuosta vastaan (pitoisuus määritetty esim. Winkler titrauksella). Kalibroidessasi joko DO % tai mg/L kalibroituu myös toinen arvo automaattisesti. Kolmas vaihtoehto on ns. nollakalibrointi, joka yleisesti suoritetaan sodiumsulfittiliuosta vastaan. Nollakalibroinnin jälkeen on suoritettava DO % Käytöntilavuuden ja tarkkuuden osalta YSI suosittelee 1-piste kalibroinnin suorittamista seuraavasti:

1. Laita pieni määrä vettä puhtaaseen, paikoilleen asetettuun anturisuojukseen ja liu'uta sitten kalibointikuppi anturisuojukseen yli. Kiristä kalibointikupin kiristysosa, mutta kierrä sitten osaa pari pyöräytystä auki varmistaaksesi ilman vaihtumisen kupissa. **Varmista, ettei DO- eikä lämpötila-anturit ole uponneina veteen ja ettei antureissa ole vesipisaroita.**
2. Anna kalibointikupin saturoitua rauhassa noin 5-10 minuutin ajan.
3. Paina Cal -painiketta, valitse **ODO**, ja paina Enter -painiketta.
4. Valitse **DO %**, ja paina Enter -painiketta.
5. Varmista, että ilmanpaineeksi on oikea. Kun DO % ja lämpötila ovat tasaantuneet, valitse **Accept Calibration** ja paina Enter -painiketta.


pH, ORP, ISE, sähköjohtavuus ja sameus / kalibrointi

ProDSS käyttöohjeessa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet kalibrointiin. Lisätietoja saat em. dokumentista.

1. Varmista, että kalibrointiin käytettävä välineet ovat puhtaata ja huuhdeltuja.
HUOM: Sameuden kalibrointiin tarvitset sekä anturinsuojuksen että kalibointikupin. Muiden parametrien kalibroimiseen (pH, ORP, ISE ja sähköjohtavuus) myös muunlaisten astioiden käyttö on mahdollista, kunhan anturit ovat suojaassa rikkontumiselta.
2. Täytä kalibrointiin käytettävä astia riittävällä määrellä kalibointiliuosta (lämpötila-anturin ja kalibroitavan anturin mittauspäiden tulee peittyy nesteeseen). Sähköjohtavuusanturia kalibroitessa tulee ylemmän ilmareiän peittyy nesteeseen konkonaan. Mikäli käytät kalibointikuppia, täytä pH-, ORP- ja sameusantureita kalibroidessasi astia kalibointiliuoksella ensimmäiseen viivaan saakka. Sähköjohtavuuden osalta täytä astia ylempään viivaan saakka. **HUOM:** Ensimmäisen sameuden kalibrointipisteen tulee olla 0 NTU. Voit käyttää ionivaihdettua tai tislattua vettä.
3. Paina Cal -painiketta.
4. Vahvista parametri, jonka haluat kalibroida ja paina Enter. Kun valitset sähköjohtavuuden, tarjoaa valikko vaihtoehtoiksi **Specific Conductance, Conductivity** tai **Salinity**. Yhden näistä kalibroiminen kalibroi automaattisesti myös kaksi muuta em. arvoa. Suosittemme Specific conductance valintaa .
5. Anna lämpötilalukeman tasaantua ainakin 1 minuutin ajan. pH- ja ORP-liuosten arvot ovat lämpötila-riippuvaisia (esim. pH 7 puskuriliuoksen arvo 7.02 / 20 °C ja 7.00 / 25 °C).
6. Syötä kalibointiliuoksen arvo valitsemalla **Calibration Value**, paina Enter ja syötä arvo näppäimistöä käyttäen. Syötettyäsi kalibointiliuoksen arvon, valitse **ENTER** ja paina vielä Enter -painiketta.
7. Seuraa lukemien tasaantumista tarkkailemalla näytön alareunassa näkyvää valkoista viivaa. Lukeman vakiinnuttua, valitse **Accept Calibration** ja paina Enter -painiketta vahvistaaksesi kalibroinnin.
8. pH-, ISE- ja sameusantureiden osalta kalibrointi jatkoo asettamalla anturit seuraavaan kalibointiliuokseen ja seuraamalla edellä kuvattua ohjeistusta. Päättääksesi kalibroinnin, valitse **Finish Calibration** ja paina Enter -painiketta. pH-, ISE- ja sameusantureiden osalta on mahdollista kalibroida kolme eri pistettä.

Mittaustulosten tallennus ja selaus

ProDSS käsimittarissa on kaksi vaihtoehtoista mittaustulosten tallennustapaa. Valitessasi **Single**, ainoastaan yksi mittaustulos tallentuu kerrallaan kun taas **Continuous** valinta tallentaa useita mittaustuloksia käyttäjän asettaman mittaustiheyden perusteella. Asettaaksesi mittaustavan ja tallentaaksesi mittaustuloksia toimi seuraavasti:



Mittaustulokset on sidottavissa kahteen eri kuvaajaan: o ja) sisältää mittauspisteen 8h tiedon, kun taas) menetelmä leimaa mittaustulokset esim. projektinumeroon tai viikonpäivään. Pääset valitsemaan haluamasi vaihtoehdon painamalla logging-valikossa o -painiketta.

Aloittaessasi mittauksen, aseta anturi mittauspisteeseen ja liikuttele anturia lyhyen aikaa ylös-alas suunnassa. Tämä vapauttaa mahdolliset anturiin kiinnityneet ilmakuplat. Jatkuva anturin liikuttelu ei ole tarpeen. Anna mittaustulosten tasaantua ja paina sitten Enter -painiketta tallentaaksesi tulokset. Tulosten seläminen, poistaminen tai varmuuskopioiminen GLP-tiedostoon tapahtuu File -painikkeen takaa. Tulosten rajaaminen pvm/kellonaika ja/tai käyttäjän laatimien työmaa-/näytetunnisteiden mukaan on mahdollista.

Tulosten lataaminen KorDSS:ään

Yksityiskohtaiset ohjeet KorDSS:n ja USB-ajurin asentamiseksi löytyvät ProDSS:n mukana toimitetulta USB-muistitikulta. HTML aputiedosto (siirrä KorDSS:n tiedostossa) tarjoaa monipuolisemman kuvauksen KorDSS:n ominaisuuksista.

1. Varmista, että KorDSS- ja USB-ajurit on asennettu tietokoneellesi (KorDSS- ja USB-ajurit löydät laitteen mukana toimitetulta USB-muistitikulta).
2. Yhdistä käsilaitteeseesi USB-kaapelia käyttäen. Yhdistäessäsi ensimmäistä kertaa saattaa Windows® vaatia sinua viimeisteleämään ajurin asennuksen Wizard -toiminnoissa.
3. Avaa tietokoneellasi KorDSS ja kytke virrat ProDSS:ään.
4. Valitse haluamasi laite KorDSS -ohjelmassa (**Instrument Connection Panel**). Valittuasi haluamasi laitteen, paina **Connect**.
5. Mikäli KorDSS:ää ei ole asetettu automaattisesti lataamaan mittaustuloksia kun käsilaitte kytketään, klikkaa käsilaitteesta **Start Download**, joka myös löytyy **Instrument Connection Panel**'in alta.
6. Ladattuasi mittaustulokset on niiden seläminen, tulostaminen ja siirtäminen KorDSS:sä mahdollista.
7. Paina File -painiketta ja valitse **Delete Data**, mikäli tiedostot voi poistaa käsilaitteesta.

Yhteystiedot

YSI

1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387
Tel: 800-765-4974 (937-767-7241)
E-Mail: info@ysi.com
Website: Ysi.com

GWM
ENGINEERING

Item # 626972REF
Drawing # 626972
Revision A
September 2014